

取扱説明書

FLOYD-2 **FLOYD-2A** HDMI ETHERNET DIGITAL CAMERA



1. 安全にご使用頂くために

- ◇ 高温多湿の環境でのご使用は避けてください。
- ◇ カメラのセンサーの表面を手などで触ったり拭いたりしないでください。
- ◇ 外装の汚れやゴミの付着には有機溶剤を避け、汚れのひどい場合は希釈した中性洗剤を柔らかな布にわずかに含ませ拭いてください。揮発性溶剤や研磨剤入りのクリーナーは使用しないでください。カメラセンサーへのゴミや汚れは、必ず直接接触しない方法、例えばエアークロワーなどを用いてほこり・ゴミを取り除いてください。センサーは大変デリケートなものですので厳守していただくようお願い致します。
- ◇ 各部を分解することは、故障の原因になりますのでおやめください。

2. 内容品一覧

FLOYD-2 / 2A 本体

CD-ROM



HDMI ケーブル



SD カード



三脚用マウント



USBマウス




USB-Ethernet アダプタ



ACアダプタ



3. 各部名称



4. 顕微鏡への取り付け方

センサー部の防塵キャップを取り外し、FLOYD-2/2AにCマウントアダプタを取り付け、お手持ちの顕微鏡にお取り付けください。カメラ内部に埃などが入ると出力される映像に映り込む場合がございますので、Cマウントアダプタ着脱時にはセンサー部を下に向けて作業を行ってください。


また、カメラ内部が開放されないよう、未使用時にはセンサー部に防塵キャップをつけるようにしてください。

5. 接続方法

◇HDMIモニタに接続し使用する方法


HDMI端子のついたモニタやプロジェクタが使用できます。

カメラ本体とテレビモニタまたはプロジェクタを付属のHDMIケーブルでつなぎます。USB端子にマウスを接続します。SDカードをSDカードスロットに挿入します。ACアダプタをDC入力端子に接続し、電源ボタンを押して本体の電源を入れます。




◇Wi-Fiルータ（無線LAN）に接続し様々なデバイス（スマートフォン・タブレット・パソコン）で使用する方法

カメラ本体のSDカードスロットにSDカードを挿入します。付属のUSB-Ethernetアダプタの一端をカメラに、もう一端をWi-Fiルータに接続します。ACアダプタをDC入力端子に接続し、電源ボタンを押して本体の電源を入れます。



◇LANケーブルを用いて直接パソコンに接続し使用する方法

付属のUSB-Ethernetアダプタをカメラ本体に接続し、LANケーブルを経由してパソコンに接続します。
ネットワークカメラのように利用することが出来ます。
※事前にカメラをHDMIモニタに接続し、カメラのLAN設定を変更しておく必要があります。



※以下のホームページで接続方法の詳細をご案内しております。

https://www.wraymer.com/pdf/FLOYD-2_2A_connection.pdf



使用可能な機器

使用可能なWi-Fiルータ、モバイル端末、パソコン、SDカードの仕様は以下の通りです。

無線LAN：通信規格802.11acをサポートしているもの（5GHz帯）

モバイル端末のプラットフォーム：iOSバージョン11.0以降 / Androidバージョン5.1以降

パソコン：OS：Windows7以降、Mac OS X10.0以降 メモリ：2GB以上、CPU：Intel Dual Core 2.8GHz 以上

接続するモニタはHDMIポート付きで1080pに対応したものをご利用ください。

SD/SDHD（FAT32）class10のSDカードに対応しています。

センサータイプ	CMOS SONY Exmor (Sony IMX185)	スキャンモード	プログレッシブ	
映像素子	1/1.9"	シャッター	Electronic rolling shutter	
ピクセルサイズ	3.75 μm x 3.75 μm	S/N	≥50dB	
解像度	1920 X 1080	ダイナミックレンジ	76.8dB、HDR 時>80dB	
フィルタ	RGB Bayer Pattern	感度	1120mV(1/30 秒)	
マウント	C マウント	HDMI 映像出力	HDMI (1080p)	
フレームレート(※)	HDMI モード	60Hz	USB ポート	USB-Ethernet アダプタ
	Ethernet モード (Wi-Fi)	25fps	電源出力/電源入力	DC12V1A / AC100~240V 50/60Hz
RGB 出力	24bits	動作温度 / 動作湿度	-10 ~ 50℃ / 30 ~ 80% (但し結露しないこと)	
露出制御	オート/マニュアル	本体寸法	FLOYD-2	(W×D×H) 78×65×88(mm)
露出時間	HDMI モード		0.06mS-918mS	FLOYD-2A
	Ethernet モード (Wi-Fi)	0.0-918.0mS	本体重量	FLOYD-2
ファイル保存形式	HDMI モード	静止画：.jpg/.tif 動画：.asf		FLOYD-2A
	Ethernet モード (Wi-Fi)	iOS：静止画：.jpg 動画：.mov Android OS：静止画：.jpg 動画：.mp4 Windows/Mac OS： 静止画：.png/.png/.tif 動画：.mp4	HDMI ケーブル長さ	1.4m
ホワイトバランス	マニュアル	付属品	HDMI ケーブル、AC アダプタ、USB-Ethernet アダプタ、CD (ソフトウェア・マニュアル)、USB マウス、SD カード、三脚用マウント	

(※) フレームレートはあくまでも理論値であるため、表記のフレームレートでの撮影を保証するものではありません。また、ご使用される機器の環境によってフレーム落ち等、映像が正常に撮影できない場合があります。このような場合は露出時間を長く取り、フレームレートを低く設定することで改善されることがあります。