



暗視野照明装置



写真のように顕微鏡のステージにセットします



上方からみて顕微鏡の鏡筒が左図のようにずれている場合は、位置を修正します。



必要に応じて暗視野照明装置の上部の位置をスライドさせて、最適な照明効果が得られるように調整します。

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>