

アダプタリテーナ JON34

Cマウントリレーレンズ等のカメラアダプタを
接眼鏡筒や撮影鏡筒に固定します。
ぐらつきや回転の防止に役立ちます。
オリンパス旧式顕微鏡の撮影鏡筒（PT鏡筒）
にもご利用いただけます。



利用可能なアダプタ 外径 30 ~ 34 mmのもの


・Cマウントアダプタ ユニバーサルタイプ GC037・GC050・GC075

取付対象 外径 25 ~ 38 mmの鏡筒

- ・接眼鏡筒や JIS 鏡筒
- ・オリンパス製 旧式顕微鏡の三眼鏡筒部（PT鏡筒）

取付方法

アダプタリテーナの6個の
ネジ全てを付属の六角レン
チで緩め、右図を参考に取
り付けて下さい。



付属品 六角レンチ 1本

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>